最新 u p d a t e 版に対応する

# CTRソフトウエアのupdate

CTRConversion2022 Ver1.20

2020年1月1日以降出荷されたCTRソフトウエアの自動 update 2120以前のCTRソフトウエアの場合は問い合わせください。

	項目	既設ソフトウエア	既設ソフトウエアのアップデート	新規ソフトウエア	別のコンピュータ
	コンパート	対応	非対応	非対応	対応
	サイトライセンス	対応	対応	対応	対応
	アップデート	対応	対応	対応	非対応
0	CTRConversion	对応	対応	非対応	非対応

2022年01月25日 *HelperTex Office* 

- 1. 概要
- 2. updateの対象でないCTRソフトウエア
  - 2.1 Volumeserialnumberを検出しない
  - 2. 2 Volumeserialnumberが一致しない
  - 3 期間限定を設定
  - 2. 4 期間を確認する。
- 3.  $\forall \pi$ -hotato CTR  $\forall \pi$ -hotato  $\forall \pi$ 
  - 3.1 Conversion を行う。
  - 3.2 新しいホルダのCTRの設定

#### 1. 概要

CTRConversion2022(Ver1.20)は、現在サポートを行っている最新 CTR ソフトウエアの u p d a t e を 行います。

CTRソフトウエアの見分けは、最新 VersionCheck.jar プログラムで判断できます。

VersionCheck 1.08S	_	×
File Help SleepTime		 
SuperLicense= false invaridDiskLicense= false set Free license date= 20/12/31 C: drive volume serial number= 20B2-194E CTR set volume serial number= 20B2-194E CTR home holder= C: 20/12/03 ClusterTools.jar		
Start Stop		

Volumeserialnumberが一致している場合を対象にしています。

### 2. updateの対象でないCTRソフトウエア

updateではなく、期間限定で評価可能

2.1 Volumeserialnumberを検出しない

VersionCheck 1.08S	_	$\Box$ $\times$		
File Help SleepTime				
SuperLicense= true invaridDiskLicense= false set Free license date= 00/00/00 C: drive volume serial number= null CTR home holder= C: 20/12/03				
AddingPole 1.00ES by CTR				×
File Help				
FileSelect				
Selectnumber: 0				
OutFilename			 	
29 19 De				

#### 2. 2 Volumeserialnumberが一致しない

VersionCheck 1.08S	_	×
File Help SleepTime		
SuperLicense= true invaridDiskLicense= false set Free license date= 18/03/31 C: drive volume serial number= 20B2-194E CTR set volume serial number= 8CC5-5C15 CTR home holder= C: 20/12/03 ClusterTools.jar		
Start Stop		

#### 2.3 期間限定を設定

最新 u p d a t e 版を download し、C:¥newCTR ホルダに CTR をコピーする。

Download した C:¥newCTR¥bin¥CTRConversion2022.jar を C:¥CTR¥bin にコピーし、立ち上げる。

新しい CTR ホルダを選択し, Conversion を行う。

GTRConversion2022 1.20 SETLIMIT3 by CTR PDuser test CTR SN:	_		×
File Help			
PresentCTRholder			
Old C:\CTR			
NewCTRholder			
New C:\CTR			
Difference check		nversio	on
CTR working holder			
Working C:\CTR			D
Working holder set		Exi	it

#### 2020年以前のシステムでは以下の画面が表示されます。

STRConversion2022 1.20 SETLIMIT3 by CTR PDuser test CTR SN:	-		×			
гие нер						
PresentCTRholder						
old C:\CTR						
NewCTRholder						
New C:\CTR						
Difference check	Со	nversio	n			
2022年出荷分より仕様が変更されています。問い合せ下さい						
Working C:\CTR			)			
Working holder set		Exit				

d o w n l o a dを行ったCTRソフトウエアの VersionCheck.jar で既存システムのチェックを 行った結果をファイルに s a v e し、m a i l に添付してください。 対応致します。

Working で C:¥newCTR¥CTR を選択し、	Working holder s	et を行う。
CTRConversion SN:8CC5-5C15 File Help  PresentCTRholder  Old C:\CTR  NewCTBholder	- • ×	
New C:\newCTR/CTR       Difference check       COnversion complete!!	Conversion	
Working C:\newCTR/CTR Working holder set	Exit	

C:¥CTR¥home.TXT ファイルに C:¥newCTR が書き込まれます。

2. 4 期間を確認する。

VersionCheck 1.08S		_	×
File Help SleepTime			
SuperLicense= false			^
invaridDiskLicense= false			
set Free license date= 21/03/03			
C: drive volume serial number= 20B2-1	94E		
CTR set volume serial number= 8CC5-8	5C15		
CTR home holder= C:\newCTR			
20/12/03			
ClusterTools.jar	: 1.01ST[21/03/03] by CTR		
DataBaseIndex.jar	: 1.05ST[21/03/03] by CTR		
DefocusTools.jar	: 1.04ST[21/03/03] by CTR		
FiberOrientationIndex.jar	: 1.01ST[21/03/03] by CTR		
ImageTools.jar	: 1.03ST[21/03/03] by CTR		
InverseTools.jar	: 1.13ST[21/03/03] by CTR		
MeasureDatatoASCTools.jar	: 1.08T[21/03/03] by CTR		
ODFAfterTools.jar	: 1.19ST[21/03/03] by CTR		
OrientationDisplayIndex.jar	: 1.11ST[21/03/03] by CTR		
PoleOrientation.jar	: 1.13ST[21/03/03] by CTR		 ~
Sta	art Stop		

評価期間は3か月に延長されています。

ショートカットは、新しいCTRに設定する

評価期間を過ぎた場合、C:¥CTR¥home.TXTを削除で、元のソフトウエアが使えます。

3. 2020年1月1日以降、サポートされている CTR ソフトウエアのupdate

## C:¥newCTRCTR¥bin¥VersionCheck.jar で確認

KersionCheck 1.08S	_	×
File Help SleepTime		
SuperLicense= true invaridDiskLicense= false set Free license date= 19/12/31 C: drive volume serial number= 20B2-194E CTR set volume serial number= 20B2-194E CTR home holder= C: 20/12/03		
3. 1 Conversion を行う。		
C:¥newCTR¥bin¥CTRConversion.jar を C.¥CTR¥bin にコピーする。 New で新しい CTR ホルダ選択、 Conversion を行う。		
SN:20B2 –	×	
_ PresentCTRholder		
Old C:\CTR		
NewCTRholder		
New C:\newCTR\CTR		
Difference check Conversion		
Conversion complete!!		
CTR working holder		
Working C:\CTR		
Working holder set Exit		

Working で C:¥newCTR¥CTR 選択、 Working holde	er set を行う。
SN:20B2	– 🗆 🗙
File Help	
PresentCTRholder	
Old C:\CTR	
NewCTRholder	
New C:\newCTR\CTR	
Difference check	Conversion
Conversion complete!!	
CTR working holder	
Working C:\newCTR\CTR	
Working holder set	Exit

C:¥CTR¥home.TXT に C:¥newCTR が書き込まれる。

3.3 newCTRの確認

VersionCheck 1.08S		_	×
File Help SleepTime			
SuperLicense= true			^
invaridDiskLicense= false			
set Free license date= 21/03/03			
C: drive volume serial number= 20B2-	194E		
CTR set volume serial number= 20B2-	-194E		
CTR home holder= C:\newCTR			
20/12/03			
ClusterTools.jar	: 1.01S by CTR SPuser		
DataBaseIndex.jar	1.05S by CTR SPuser		
DefocusTools.jar	1.04S by CTR SPuser		
FiberOrientationIndex.jar	: 1.01S by CTR SPuser		
ImageTools.jar	1.03S by CTR SPuser		
InverseTools.jar	: 1.13S by CTR SPuser		
MeasureDatatoASCTools.jar	1.08 by CTR SPuser		
ODFAfterTools.jar	1.19S by CTR SPuser		
OrientationDisplayIndex.jar	: 1.11S by CTR SPuser		
PoleOrientation.jar	: 1.13S by CTR SPuser		~
S	tart Stop		

シュートカットを新しいCTRに設定する

CTRソフトウエアが納品以降に新規追加されたソフトウエアでは、
 期限付きの場合もあります。
 期限付きのソフトウエアも存在します。
 InverseDirection.jar\_\_\_\_\_ : 1.17T[21/03/03] by CTR

又、新しく追加した機能が使えないこともあります。