データベースからdefocus曲線を計算する

DefocusCalc用テーブルの作り方

2011年05年06日

反射極点図ではdefocus補正が重要である。

この補正に用いるdefocus曲線は測定試料と同一材料で無配向試料の極点図測定から得られる。 しかしながら、無配向試料を得ることが難しい場合、測定試料の粉末から極点図測定を行い得られる。 この現象は、極点図測定で試料が傾くにつれて、プロファイルが広がり、有限なスリットから外れる 為、極点図の外側で強度が低下する。

20角度が低いほど低下する比率が大きくなり、受光スリット幅も影響している。



参考文献は、

Defocusing for the Schulz Technique of Determining Preferred Orientation*

E. TENCKHOFF

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 37830 (Received 16 January 1970; in final form 3 April 1970)

極点測定の光学系は従来と異なり、多様な光学系で測定が行われている。 同一試料を測定しても、測定される極点図は若干異なり、多様な光学系に合った補正が必要になる。 DefcousCalcソフトウエアは、光学系別に特有なデータベースを作成し、 データベースから必要とするdefocus極点図、あるいはdefocus多項式近似曲線を提供する

実験結果から

 $d e f c o u s 曲線は、測定2 \theta 角度と受光スリットに依存する。$

DefcousCalcの動作説明



上記図は測定20角度を表す。

枠内をクリックすると



2 θ =52.45度のRSスリット幅1,2,3,4,5,6,7mmのdefocus曲線を表す。 このデータは

	名前 🔺	サイズ 種類	更新日時	
とフォルダのタスク 📀	圍]17.40	2 KB テキスト文書	2011/05/06 10:58	
ハウォルガを作成する	a 🔁 28.66	2 KB テキスト文書	2011/05/06 11:11	
	a 33.72	2 KB テキスト文書	2011/05/06 13:47	
リノオルタを Web に221前9の	a 38.48	2 KB テキスト文書	2011/05/06 9:14	
)フォルタを共有する	44.72	2 KB テキスト文書	2011/05/06 9:27	
	45.00	2 KB テキスト文書	2011/05/05 16:12	
	52.45	2 KB テキスト文書	2011/05/05 16:25	
*	65.12	2 KB テキスト文書	2011/05/06 9:42	
BLE	277.36	2 KB テキスト文書	2011/05/05 16:43	
	8.24	2 KB テキスト文書	2011/05/06 9:58	
	a 82.46	2 KB テキスト文書	2011/05/06 10:06	
用トキュメント	194.24	2 KB テキスト文書	2011/05/06 8:22	
(コンピュータ	a 99.82	2 KB テキスト文書	2011/05/06 8:31	
(ネットワーク	a 124.1	2 KB テキスト文書	2011/05/06 8:41	

このファイルを表で表している。

52.45.TXTファイル

filename,alfanumber,alfastartangle,alfastep,function-n,mm, 11/05/05 DefocusmakeTABLE 3.153GS by CTR user:HelperTex CTR for DefocusCalc,

200-1mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,1.0,1.005541377426183,-8.562412629936915E-5,-3.4647669379166764E-4,2.046154330008432E-6,2.0914384718612642E-8,-1.7607454700143491E-10, 200-2mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,2.0,1.0015704705393624,0.0023073286343229535,-1.6639355381251508E-4,1.6476789137924937E-6,-6.367832827265998E-8,5.585161045122272E-10, 200-3mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,3.0,0.9973444690825358,0.004799555281500488,4.7201863326772285E-4,1.962852699997004E-5,-3.549390373560078E-7,1.9379382082220436E-9, 200-4mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,4.0,0.9980194205909754,0.0038768848723182564,-2.963263257601998E-4,8.59628434998685E-6,-8.467642524133805E-8,-3.8393287112667945E-11, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,0,0,0.99801942050979126,0.00159983349205592034,7.360024835182766E-5,-9.685124448864797E-6,2.6065800447422465E-7,-2.1541088115954395E-9, 200-4mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,0,0,1.0024516200979126,0.0014598349205592034,7.36002948E-4,-3.228765566910206E-5,5.987305644763804E-7,-3.88979644192495E-9, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,0,1.0058702648658433,-0.004592611923565305,6,9.99373989200946E-4,-3.228765566910206E-5,5.987305644763804E-7,-3.88979644192495E-9, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,0,0,1.0058702648658433,-0.004592611923565305,6,9.79937989200946E-4,-3.228765566910206E-5,5.987305644763804E-7,-3.88979644192495E-9, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,0,0,1.0058702648568433,-0.004592611923565305,6,9.79937989200946E-4,-3.228765566910206E-5,5.987305644763804E-7,-3.88979644192495E-9, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,7,0,1.005781505418997,-0.003920181586737523,6,4188706789902E-4,-2.9839427350671428E-5,5,455914525935629E-7,-3.4820648546636358E-9, 200-5mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,7,0,1.005781505418997,-0.003920181586737523,6,4188706789902E-4,-2.9839427350671428E-5,5,455914525935629E-7,-3.4820648546636358E-9, 200-7mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,7,0,1.005781505418997,-0.003920181586737523,6,4188706789902E-4,-2.9839427350671428E-5,5,455914525935629E-7,-3.4820648546636358E-9, 200-7mm_chB0S_2.TXT,16,0.0,5,0,5,7,0,1.005781505418997,-0.003920181

filename,alfanumber,alfastartangle,alfastep,function-n,mm, 200-1mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,1.0,1.005541377426 200-2mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,2.0,1.001570470539(200-3mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,3.0,0.997344469082(200-4mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,4.0,0.998019420590(200-5mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,5.0,1.002451620097(200-6mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,6.0,1.005870264865(200-7mm_chBOS_2.TXT,16,0.0,5.0,5,7.0,1.005781505418(

スリット幅別に5次の多項式で曲線を保存している。

データベース用測定

同一20角度に対し、7個のパラメータ別に極点図を測定する。

パラメータは、スリットの幅である。

測定はstart角度からstop角度まで、5度間隔で測定

(測定間隔は等間隔なら5度以外でもOK、例えば、Imageデータは1度が適当)

データ処理

バックグランドの除去

強度の規格化

上記ファイル名は {200} 極点図を1mmから7mmで測定し、

データ処理として、

B0:low,highのバックグランド強度を使いバックグランド除去

S: 強度の規格化

が行われ

ファイルフォーマットは

 $_2.$ TXT: α , β , I O $= + z + \overline{z} + \overline{z}$

多項式近似

次数は拘らないが、実験結果から次数5が適当

測定例A1粉末をCo管球で {111} 極点図を1mmから7mmで測定

ODFPOleFigure で表示処理







プロファイル

青赤:ピークプロファイルの最大強度、最小強度をαでプロット

緑黄:バクグランドのlow、high強度

バックグランド補正と強度の規格化



e III-2mm_cnBUS_2	22 KB	テキスト父書	2011/05/06 14:55
🗐 111-3mm_chB0S_2	22 KB	テキスト文書	2011/05/06 14:55
📳111-4mm_chB0S_2	22 KB	テキスト文書	2011/05/06 14:55
📳111-5mm_chB0S_2	22 KB	テキスト文書	2011/05/06 14:55
📳111-6mm_chB0S_2	22 KB	テキスト文書	2011/05/06 14:55
🗐 111-7mm_chB0S_2	22 KB	テキスト文書	2011/05/06 14:55

DefocusmakeTEBLEソフトウエアで多項式近似を計算

📓 DefocusmakeTABLE 3.153GS by CTR_user:HelperTex CTR									
File Help SM-Mode									
Ppath	M:¥2011-05-05-PINTDEFOCU S¥45.000-Co111								
Filename	111-1mm_chB0S_2.TXT 111-2mm_chB0S_2.TXT 111-3mm_chB0S_2.TXT 111-4mm_chB0S_2.TXT 111-5mm_chB0S_2.TXT 111-6mm_chB0S_								
Alfa Numb	16	File number	7						
Object Alfa	StartAlfa(Center: 0.0) 0.0	StepAlfa	5.0	Alfastart 0.0 Endalfa 75.0					
Fitting Fu 5 Max Limit									
Y-positions(,) 1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0									
Dir M:¥2011-05-05-PINTDEFOCU S¥45.000-Co111									
Target Filename 45.00									
Normlize	Auto(RINT)			Collect defocus files.]				
			Calc						
ニーター			001.77						

計算したデータのファイル名を測定20角度 45.00とする。

 $C \ a \ 1 \ c$



ファイルが作成される。

45.00-7F.TXT がDefocusCalc用データベースとなる。 Real45.00-7F. TXTをExcelで表示

