PANa極点測定データからrandomの定量(%)



2021年09月12日 *HelperTex Office* 1. 概要

材料の r a n d o m 成分は、正確な極点処理とODF解析から定量が可能になります。

今回は、BCC金属のPANaのxrdmlファイルからODF解析を行い、random成分の定量を 行う。

defocusファイルから補正曲線を作成し、metalデータの解析を行う。

手持ち極点 x r d m l データではバックグランドが登録されていないため、バックグランド極点データを 使って評価しています。

randomの定量では、粉末を用いた極点図からdefocus曲線を作成し

metal極点図を補正し、LaboTexでODF解析を行い、ODFファイルのExport

ExportしたODFからrandomlevel (%) を計算

LaboTexにてVolumeFractionを計算しotherの評価

手順を説明します。

defocusデータ

💑 211BG1.xrdml	XRDML ファイル
🐕 110.xrdml	XRDML ファイル
🐕 110BG1.xrdml	XRDML ファイル
🐕 200.xrdml	XRDML ファイル
💑 200BG1.xrdml	XRDML ファイル
🐕 211.xrdml	XRDML ファイル

metalデータ

🐕 211M.xrdml	XRDML ファイル
🚰 200MBG1.xrdml	XRDML ファイル
n 200M.xrdml	XRDML ファイル
n 110MBG1.xrdml	XRDML ファイル
n 110M.xrdml	XRDML ファイル
🚰 211MBG1.xrdml	XRDML ファイル

2. d e f o c u s 曲線を作成する

入力データをPAN a モードに切り替え、ダータの選択

ODFPoleFigure2 3.98T[21/12/31] by CTR File Linear(absolute)3D ToolKit Help InitSet BGMode Measure Condition Free OverlapRevision Minimu
Files select PANatoAsc 1.10ST[21] 圖 開く
PANaData V File Help ファイルの場所(D: random
Calcration Condition
Previous Next
Backgroud delete mode最近使った項 器 110BG1.xrdml
O DoubleMode O Single MakeDir
$\bigcirc \text{Minimum}(\alpha \beta) \qquad $
Peak slit 7.0 mm BG Slit Material 7.0 Peak slit 7.0 Material
選択したxrdmlファイルが表示される
✓ PANatoAsc 1.10ST[21/12/31] by CTR - □ ×
File Help
InputFile
MakeDir C.¥tmp¥PANA¥random
- Material
Use Material Mo-BCC
RD Beta=0 CCW □ TD Beta=0 CCW ● α scope start angle 0 stop angle 75
RS slitsize for Rp% 7mm
Start
Return Structure PluralAsctoAsc
s t a r t C x r d m l - > A S C 変換か行われる

Start As	c file has been Greated.‼		
	Return Structure	PluralAsctoAsc	

バックグランドと極点図を接続する。

極点図にバックグランドを組み込んだ ASC ファイル名が表示されます。

M PluralAsct	:0Asc 2.43ST[21,	/12/31] by CTR					-		×
File Help Backgrour 2,3Fil	ndMode es Mode(Gro pcPoleFiles seli	pup) ~	ASC, NKIB2:ASC)						
Alfa-profil	110group.AS	C 200group.ASC	211group.ASC						
1.] Group 1 1.0	Group2	Group3	Group 4	Group5	Group6	check	befo	re
Backdelete	eMode DoubleMode	Single Mode	LowMode	HighMode	✓ Nothing	FullMode		afte	r
Created fil	les name								
				OK	>				

OKで画面が消える

PANatoAsc 1.10ST[21/12/31] by CTR File Help	_		×
InputFile InputFile Information 110BG1xrdml 200xrdml 200BG1xrdml 211xrdml 211B	G1×rdml		
MakeDir C¥tmp¥PANA¥random			
Material		LIST	
✓ RD Beta=0 CCW TD Beta=0 CCW	stop a	ngle 75	
Start Asc file has been Created. !!			
Return Structure PluralAscto/	Asc		

xxrdmlファイルからバックグランドを取り込んだASCファイルが表示される



バックグランドの確認





補正曲線を呼び込む

> PANA > random > group > defocus

^	名前 ^	更新日時	種類	サイズ
	🛍 o_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	📲 1_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	🖳 2_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	EFOCUS_F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	🖳 real0_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	🖳 real1_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB
	📳 real2_1F.TXT	2015/10/22 17:47	テキスト文書	1 KB

Defocus file Select Trasmission defocus HKL+T-

O Defocus(1) functions file	¢Aluminum-H-O¥Al_random¥defocus¥DEF	OCUS_F.TXT a polynomial O TenckhoffFitting	1	TextDisp
O Defocus(3) function files folder(Calc unbackdefocus)	~	Limit Alfa Defocus value Free(LimitVal	ue=0.0) ~	
O Defocus(2) function files folder(Calc backdefocus)	~	Search minimum EqualAngleRp%(Cubic only)	1/Ra Profile

Defocus(1) functions file C¥tmp¥PANA¥random¥group¥defocus¥DEFOCUS_F.TXT Make defocus function files by TXT2 Files Inormalization degree of a polynomial O TenckhoffFitting	15
O Defocus(3) function files folder(Calc unbackdefocus)	~
O Defocus(2) function files folder(Calc backdefocus)	

この補正曲線でrandomデータを補正すると



3. Metalのデータ処理

randomと同様にxrdml->ascを行う。

ODFPoleFigure2 3.98T[21/12/31] by CTR	atoAsc 1.10ST[21/12/31] by CTR -	
File Linear(absolute)3D ToolKit He	D	
Files select	r	
PANaData V PANaData Input	File	
Calcration Condition	110Mxrdml 110MBG1xrdml 200Mxrdml 200MBG1xrdml 211Mxrdml 211MB)G1×rdml
Previous Next Make	Dir	
Backgroud delete mode	C:¥tmp¥PANA¥metal	
DoubleMode O SingleMode O	rial	
O Minimum(αβ) O Minimu	Material Material DOO	LICT
Peak slit 7.0 mm BG Slit 7.0 mm	Use Metal-BCC	LIST
AbsCalc		. 75
Ref Trans Schulz reflection m	stop and	sie 70
Defocus file Select Trasmission defocus H	RS slitsize for Rp% 7mm 🗸	
Defecue(1) functions file		
	Start	
Make defocus function files by		
 Defocus(3) function files folder(Return Structure PluralAsctoAsc	

xrdml->asc変換データが表示される





黄色:バックグランドが登録されている。

バックグランド除去とdefocus補正



ODF向けデータ作成

-OutFiles			Cancel	Calc	Connect
◯ Asc ◯ MTexAsc ◯ Ras	 ■ TXT ● 		Exit&ODF	ODF	
	ValueODFVF-B		Value	ODFVF-A	

<u>#</u>	PFtoO	DF3 8.54T[21/12/31] by CTR						_		\times
File	Opt	tion Symmetric Software Data	Help				1			
		Outside text(Vector) CCW]	Initializ	:e	Start	
		Outside CSV(Vector) CCW				1				_
		Inside text CCW	iles) Cif	7 - 0 (cubi	c)	~) e	etHKL<-	Filename	
		*LaboTex(EPF)CCW	alpha 90.0	beta 90).0 ga	mm 90.0		2 AllFile	Select	
		Labotex(EPF) CW								1
		Stadard ODF CCW								
		Siemens CCW	a,b,intens.))	h,k,l	2Theta	Alpha scope	AlphaS	AlphaE	Select	
		TexTools(txt) CCW		1,1,0	0.0	0.0->75.0	0.0	75.0		
		*TexTools(pol) CCW		2,0,0	0.0	0.0->75.0	0.0	75.0		
		TexTools(pol) CW		2,1,1	0.0	0.0->75.0	0.0	75.0		
		*TexTools(pol)CCW-zerocut		2,1,0	0.0		0.0	0.0		
		TexTools(pol)CW-zerocut		2,1,1	0.0		0.0	0.0		
		*popLA(RAW)CCW		3,1,1	0.0		0.0	0.0		
		popLA(RAW)CW		4,0,0	0.0		0.0	0.0		
		StandaradODF2.5 CCW		3,3,1	0.0		0.0	0.0		
		Bunge(PF) CCW		4,2,2	0.0		0.0	0.0		
		MulTex(TD:beta=0)CCWTXT2		5,1,1	0.0]	0.0	0.0		
		*MTEX(ASC) CCW		5.2.1	0.0]	0.0	0.0		
		MTEX(ASC) CW		5.3.1	0.0] []	0.0	0.0		
		LaboTex(PPF) CW		-,-, .						
		*LaboTex(PPF) ATEX CCW								
1		TXT2	Data —			Labotex(EF	°F),popLA	\(RA₩)	filename —	-
		RAS	erage	Epf file s	ave	labote	CCW			



極点図とODF図をExportし評価を行う。







r a n d o m=1%の可能性が高い

7. LaboTexによるVolumeFraction



入力極点図から計算した ODF



VolumeFraction から計算した ODF



VolumeFraction *O* Rp%





background=random+otherと考えると =random (1%) +other (0. 18%) GPODFDisplay結果と一致している。