

2025/07/20 以降

C T R ソフトウェアのファイルタイムスタンプを変えない為の手順

2025年07月20日

HelperTex Office


概要

セキュリティのため、j a r ファイルのタイムスタンプの一致をチェックしている一部のソフトウェアが存在し、動作不良を引き起こしています。

正規版CTRの場合は、USBへのc o p y、USBからコンピュータへのc o p y
この場合、タイムスタンプは変更されない。

z i p ファイルの扱いには以下の手順で作業を行います。

zipファイル作成 (update前作業)



ホルダを指定して zip ファイルを作成する。

この zip ファイルをサイトに up する。

odftex@ybb.ne.jp 山田

2023年07月30日更新

金属から高分子まであらゆる材料の極点図、ODF、結晶方位解析ツールを紹介します。
更に、CTRパッケージソフトウェアが体験出来るCDを配布しています。(HelperTex Office)
手持ちの極点図データから極点処理を行い、ODF解析の体験が可能です。
メールでご連絡ください。

[CTRフルパッケージソフトウェア \(update版\) downloadも可能](#)

[既設CTRソフトウェアのバージョンアップが無料で行えます](#)

[CTRフルパッケージ+説明書+技術資料 \(CTR.zip\) download開始](#)


サイトからの download

サイトからdownloadと解凍


サイトからdownload



downloadしたzipファイルをデスクトップへcopyする。




copyされたzipファイルのプロパティ





ファイルの展開





作業中エラーが発生した場合、download場所からデスクトップへ再度copyし作業を行う。

C : ¥CTR¥bin内のjarファイルのタイムスタンプが同一で無い事で確認出来ます。
インストールは、c : ¥CTR¥readme. pdfで行ってください。

ソフトウェアの動作不良の場合

c : ¥CTR¥bin¥VersionCheck. jarの結果を
ファイルにsaveし問い合わせください。

特別に作成したLimitcancelソフトウェアが必要になります。

手順に従わないzipファイルの解凍を行った場合
評価期限を超えたコンピュータの初期化
評価期限の延長
などが行えます。